



## CHARIOT DE DÉCONTAMINATION ET DE PRÉ-DÉSINFECTION / HAUTEUR VARIABLE



**RÉFÉRENCE**  
**ALTCPHV830-2**

### ✦ PRÉSENTATION

- Chariot de décontamination hydraulique à hauteur variable.
  - Inox 304 - 18/10 soudés sous Argon.
- Hauteur : position supérieure du bac variable de 950 à 1290 mm.
  - Roues nylon Ø 125 mm dont 2 freins.
  - Déclenchement par pompage.

### ✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Bac polypropylène ivoire : Réf. BPI643-6 · 600 x 400 x 339 mm · Capacité : 60 litres
- Bac polypropylène gris : Réf. : BPG642- 4 · 600 x 400 x 225 mm · Capacité : 40 litres
  - Robinet de vidange : Réf. : ALTRB5200
- Couvercle ivoire ou gris : Réf. : CBP64. Pour bac 600 x 400 (coloris à préciser lors de votre commande).



CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré soudé, roues montées. Emballage en carton recyclable.	4 à 7 semaines maximum en fonction des quantités demandées.	2 ans

