



TABLE À INSTRUMENTS / PLATEAU RÉSINE



✦ PRÉSENTATION

- Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304L.
- Finition : satinée / brossée (anti reflets).
- Structure soudée renforcée : tube inox carré 25mm, épaisseur 1,25 mm.
- Hauteur hors tout : plateau supérieur à 895 mm et plateau inférieur à 300 mm du sol.
- Plateau 12/10^{ème} en résine HPL anti feu M1 et hydrofuge épaisseur 8 mm.
- Roues : diamètre 100 mm nylon sans freins pour tunnel de lavage.












TABLE À INSTRUMENTS / PLATEAU RÉSINE

✦ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

| RÉFÉRENCE | Nombre de plateaux | Dimensions plateaux en mm | Charge admissible par plateau |
|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ALT1310 SC | 1 | 400 x 400 | 40 kg |
| ALT1320 SC | 2 | 400 x 400 | 40 kg |
| ALT1410 SC | 1 | 600 x 400 | 60 kg |
| ALT1420 SC | 2 | 600 x 400 | 60 kg |
| ALT1510 SC | 1 | 750 x 500 | 60 kg |
| ALT1520 SC | 2 | 750 x 500 | 60 kg |
| ALT1910 SC | 1 | 900 x 600 | 60 kg |
| ALT1920 SC | 2 | 900 x 600 | 60 kg |
| ALT1610 SC | 1 | 1000 x 600 | 80 kg |
| ALT1620 SC | 2 | 1000 x 600 | 80 kg |
| ALT1710 SC | 1 | 1160 x 600 | 80kg |
| ALT1720 SC | 2 | 1160 x 600 | 80kg |

✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Options roues : avec freins / tout inox / antistatiques / diamètre 125 mm.
- Choix des coloris :  Rouge  Vanille  Mauve lilas  Bleu océan  Jaune pastel
 Vert lagon  Bleu pastel
- Réalisation de vos dimensions spéciales sur demande : contactez-nous !

| CONDITIONNEMENT | DÉLAIS DE LIVRAISON | GARANTIE |
|--|--|----------|
| Livré plateaux soudés, roues montées. Emballage en carton recyclable. | 3 à 5 semaines maximum en fonction des quantités et des coloris demandés. | 2 ans |

