



TABLE DE TRANSFERT & D'ORTHOPÉDIE



RÉFÉRENCE

ALT10630

✦ PRÉSENTATION

- Ensemble soudé **renforcé** avec structure en tube carré 30 x 30.
- Plateaux inox 304 - 18/10 épaisseur 1,5 mm · Roues nylon Ø 125 mm dont 2 freins.

RÉFÉRENCE	Nombre de plateaux	Dimensions plateaux en mm	Charge admissible par plateau
ALT10620	2	1000 x 600	120 kg
ALT10630	3	1000 x 600	140 kg
ALT12620	2	1160 x 600	120 kg
ALT12630	3	1160 x 600	140 kg

✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Options roues : avec freins / tout inox / antistatiques / diamètre 125 mm.
- Réalisation de vos dimensions spéciales sur demande : contactez-nous !

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré plateaux soudés, roues montées. Emballage en carton recyclable.	3 à 5 semaines maximum en fonction des quantités demandées.	2 ans

