



## GUÉRIDON INOX BORDS TOMBÉS AVEC OU SANS BARRE DE POUSSÉE



RÉFÉRENCE

ALTGI263 + Option galeries



RÉFÉRENCE

ALTGI262SB + Option galeries

### ✦ PRÉSENTATION

- Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304 L.
- Structure soudée renforcée ou démontée : tube inox **ron**d  $\phi$  25mm, épaisseur 1,2 mm.
  - Finition : Recuit brillant / satinée.
  - Hauteur du plateau supérieur : 900 mm.
  - Hauteur du plateau inférieur : 290 mm.
- Plateaux en inox AISI 304L 18/10 épaisseur 12/10<sup>ème</sup> bords tombés.
- Roues :  $\phi$  100 mm nylon sans freins avec butoirs.





## GUÉRIDON INOX BORDS TOMBÉS AVEC OU SANS BARRE DE POUSSÉE


### ✦ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE	Nombre de plateaux	Dimensions plateaux INOX bords tombés en mm	Dimensions hors tout totales avec butoirs long x larg. x ht en mm	Poids total admissible en statique	Poids total du produit
ALTGI242	2	410 x 410	500 x 500 x 960	60 kg	11 kg
ALTGI243	3	410 x 410	500 x 500 x 960	60 kg	12 kg
ALTGI262	2	600 x 400	690 x 490 x 960	60 kg	14 kg
ALTGI263	3	600 x 400	690 x 490 x 960	60 kg	16 kg
ALTGI272	2	750 x 500	840 x 590 x 960	60 kg	17 kg
ALTGI273	3	750 x 500	840 x 590 x 960	60 kg	19 kg
ALTGI292	2	900 x 600	990 x 690 x 960	60 kg	22 kg
ALTGI293	3	900 x 600	990 x 690 x 960	60 kg	25 kg
ALTGI2162	2	1100 x 600	1190 x 690 x 960	60 kg	24 kg
ALTGI2163	3	1100 x 600	1190 x 690 x 960	60 kg	28 kg

Pour les versions sans les barres de poussée rajouter SB à la fin de la référence exemple : ALTGI262SB.

### ✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Roues : possibilités avec freins / entièrement plastique / entièrement inox / antistatiques / roues ø 125mm.



SUPPORT SAC POUBELLE (SIMPLE OU DOUBLE)

- Pour tout autre accessoire, se reporter à la fiche produit « accessoires pour guéridons et chariots de soins ».

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré soudé, roues et plateaux montés. Emballage en carton recyclable.	2 à 4 semaines maximum en fonction des quantités.	2 ans

