



GUÉRIDON SANS BARRE DE POUSSÉE BORDS RELEVÉS OU TOMBÉS



RÉFÉRENCE
 ALTGI263SBR4



RÉFÉRENCE
 ALTGIR463SB

✦ PRÉSENTATION

- Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304 L.
- Structure soudée renforcée ou démontée : tube inox **rond** ϕ 25mm, épaisseur 1,2 mm. • Finition : satinée.
- Hauteur du plateau supérieur : 900 mm • Hauteur du plateau supérieur : 290 mm.
- Plateau en résine composite Trespa HPL M1 anti feu et hydrofuge épaisseur 8 mm.
- Roues ϕ 100 mm nylon sans freins avec butoirs.

RÉFÉRENCE Plateaux RÉSINE	Nombre de plateaux	Dimensions plateaux en mm	Dimensions hors tout totales avec butoirs long x larg. x ht en mm	Poids total admissible en statique	Poids total du produit
ALTGIR442SB	2	430 x 430	500 x 500 x 880	60 kg	13 kg
ALTGIR443SB	3	430 x 430	500 x 500 x 880	60 kg	16 kg
ALTGIR462SB	2	600 x 400	690 x 490 x 880	60 kg	18 kg
ALTGIR463SB	3	600 x 400	690 x 490 x 880	60 kg	23 kg
ALTGIR472SB	2	750 x 500	840 x 590 x 880	60 kg	21 kg
ALTGIR473SB	3	750 x 500	840 x 590 x 880	60 kg	30 kg
ALTGIR492SB	2	900 x 600	990 x 690 x 880	60 kg	31 kg
ALTGIR493SB	3	900 x 600	990 x 690 x 880	60 kg	37 kg














GUÉRIDON SANS BARRE DE POUSSÉE BORDS RELEVÉS OU TOMBÉS

★ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE Plateaux INOX	Nombre de plateaux	Dimensions plateaux en mm	Dimensions hors tout totales avec butoirs long x larg. x ht en mm	Poids total admissible en statique	Poids total du produit
ALTGI242SB	2	410 x 410	500 x 500 x 880	60 kg	12 kg
ALTGI243SB	3	410 x 410	500 x 500 x 880	60 kg	14 kg
ALTGI262SB	2	600 x 400	690 x 490 x 880	60 kg	16 kg
ALTGI263SB	3	600 x 400	690 x 490 x 880	60 kg	20 kg
ALTGI272SB	2	750 x 500	840 x 590 x 880	60 kg	19 kg
ALTGI273SB	3	750 x 500	840 x 590 x 880	60 kg	24 kg
ALTGI292SB	2	900 x 600	990 x 690 x 880	60 kg	29 kg
ALTGI293SB	3	900 x 600	990 x 690 x 880	60 kg	34 kg

POUR LA VERSION PLATEAUX LISSES 4 BORDS RELEVÉS / SANS BARRE DE POUSSÉE
 HAUTEUR 900 MM / ROUES Ø 100 MM AVEC PARE-CHOC,
 AJOUTER «R4» À LA FIN DE LA RÉFÉRENCE.

★ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Roues ø 100 mm nylon sans freins avec butoirs.
- Possibilités avec freins / entièrement plastique / entièrement inox / antistatiques.
- Roues ø 125mm avec et sans freins : plastique / inox / antistatiques.
- Coloris plateau :  Rouge  Mauve lilas  Bleu océan  Nectarine  Jaune pastel
 Vanille  Blanc  Vert lagon  Bleu pastel
- Pour les autres options, se reporter à la fiche produit « accessoires pour guéridons et chariots de soins ».

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré soudé, roues et plateaux montés. Emballage en carton recyclable.	2 à 4 semaines maximum en fonction des quantités et des coloris demandés.	1 an

