



SELLE DE CHIRURGIEN / TABOURET / SIÈGE



RÉFÉRENCE

ALT3330N



RÉFÉRENCE

ALT3330A



RÉFÉRENCE

ALT3330AP bleu

✦ PRÉSENTATION

- Structure piètement tube inox 304 - 18/10 (variante aluminium ou nylon).
- Vérin : course de 200mm finition chromée ou noire. Hauteur réglable de 470 à 670 mm. Possibilité de longueur de course plus grande : nous consulter.
- Assise : Mousse polyuréthane épaisseur 56 mm classé M3 coloris noir (bleu par quantité de 10 pièces).
- Roulettes : roulettes noires jumelées en polyamide diamètre 50 mm.

✦ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE	Désignation
ALT3330N	Tabouret assise Ø 330 mm épaisseur 56 mm + piètement nylon
ALT3330A	Tabouret assise Ø 330 mm épaisseur 56 mm + piètement aluminium
ALT3330I	Tabouret assise Ø 330 mm épaisseur 56 mm + piètement inox
ALT3330AP	Tabouret assise Ø 330 mm épaisseur 56 mm commande au pied + piètement aluminium
ALT3330IP	Tabouret assise Ø 330 mm épaisseur 56 mm commande au pied + piètement inox





SELLE DE CHIRURGIEN / TABOURET / SIÈGE



RÉFÉRENCE

ALT36642AL

★ PRÉSENTATION

Tabouret renforcé

- Structure piètement tube inox 304 - 18/10 (variante aluminium ou nylon).
- Vérin : course de 200mm finition chromée ou noire.
- Assise : assise large renforcée dimensions 460 x 420 mm, fond de l'assise en bois, mousse polyuréthane, épaisseur 38 mm classé M3 coloris noir, poids maximum 130 kilos.

★ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE	Désignation
ALT34642AL	Tabouret assise 460 x 420 mm + piètement aluminium
ALT34642I	Tabouret assise 460 x 420 mm + piètement inox
ALT34642AC	Tabouret assise 460 x 420 mm + piètement acier chromé





SELLE DE CHIRURGIEN / TABOURET / SIÈGE



✦ PRÉSENTATION

- Structure piètement tube inox 304 - 18/10.
- Vérin : course de 200mm finition chromée ou noire. Hauteur réglable de 470 à 670 mm. Possibilité de longueur de course plus grande : nous consulter.
- Assise : Mousse polyuréthane épaisseur 56 mm classé M3 coloris noir (bleu par quantité de 10 pièces).
- Roulettes : roulettes noires jumelées en polyamide diamètre 50 mm.

✦ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE	Désignation
ALT699IP	Selle assise mm épaisseur 56 mm + piètement inox commande aux pieds
ALT698ID	Selle assise épaisseur 56 mm + piètement inox commande sous assise
ALT3330IP	Tabouret assise Ø 330 mm épaisseur 56 mm + piètement inox commande aux pieds
ALT3330I	Tabouret assise Ø 330 mm épaisseur 56 mm + piètement inox commande sous assise





SELLE DE CHIRURGIEN / TABOURET / SIÈGE

✦ ACCESSOIRES / OPTIONS



RÉFÉRENCE	Désignation
ALT3200	Dossier 405 x 250 mm réglable en hauteur
ALT3201	Repose pieds acier chromé ø ext. 460 mm réglable en hauteur
ALTDF34462	Dossier 410 x 310 mm réglable en hauteur

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré démonté. Emballage en carton recyclable.	1 à 4 semaines maximum en fonction des quantités demandées.	1 an

