




PIED À SÉRUM ALUMINIUM AVEC PEINTURE ÉPOXY



★ PRÉSENTATION

- Fourreau : tube aluminium diamètre 25mm x épaisseur 1,5 mm sur longueur 1 mètre + peinture époxy.
- Tige : tige inox diamètre 16 mm, épaisseur 1,2 mm longueur 1 mètre.
 - Crochets de sécurité : polyamide.
- Tige télescopique : système de réglage par bague de serrage plastique avec grand volant de serrage 4 branches pour une meilleure préhension.
- Hauteur minimum : 110 cm · Hauteur maximum : 200 cm.
 - Piétement à 5 branches en plastique nylon.
- Roulettes noires jumelées en polyamide diamètre 50 mm avec 5 roulettes / piétement.
 - Encombrement au sol : 54 cm x 54 cm.
- Le poids total est de 2,2kg (hors emballage) pour toutes les références. (Piétement aluminium +0,5kg).





PIED À SÉRUM ALUMINIUM AVEC PEINTURE ÉPOXY

✦ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE	Nombre de crochets	Matière crochets	Charge maxi par crochet	Charge totale crochets
ALTE1642	2	polyamide sécurité	4 kg	8 kg
ALTE1643	4	polyamide sécurité	4 kg	8 kg
ALTE1644	2	inox sécurité/bélier	4 kg	8 kg
ALTE1645	4	inox en U	4 kg	16 kg

✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Plateau porte-instruments rectangulaire plastique 36cm x 32cm réf. 545A.
- Coloris : ● bleu, ○ blanc, ● rouge, ● jaune, ● vert (à rajouter à la suite de la référence souhaitée).
- Alourdisseurs : 3kg réf. AL3 ou 6kg réf. AL6.

Consultez-nous pour découvrir toutes les options disponibles.

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré démonté (pied à visser, vis fournie). Emballage en carton recyclable.	1 à 3 semaines maximum en fonction des quantités.	1 an

