



## PIED À SÉRUM

| RÉFÉRENCE  | RÉFÉRENCE  | RÉFÉRENCE   | RÉFÉRENCE  |
|--|--|---|--|
| ALT1897  | ALT1560  | ALT1879   | ALT1750  |
|  |  |  |  |

### ✦ PRÉSENTATION

- Qualité d'inox : acier inoxydable 18/10 AISI 304L Finition : satinée.
- Fourreau : tube inox diamètre 30mm, épaisseur 1,2 mm, longueur 1 mètre et 1,5 mètre.
- Tige : tige inox diamètre 16 mm, épaisseur 1,2 mm longueur 1 mètre et 1,5 mètre.
  - Tige télescopique : système de réglage par bague de serrage en inox avec grand volant de serrage 3 branches pour une meilleure préhension.
  - Hauteur minimum : 110 cm - maximum : 200 cm / 250 cm / 300 cm.
- Roulettes noires en polyamide diamètre 5 cm - quantité : 5 roulettes / piétement avec options freins.
- Encombrement au sol : 56 cm x 56 cm - autres encombrements en option à la demande.





## PIED À SÉRUM

### ★ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

| RÉFÉRENCE | Nombre de crochets | Hauteur totale en mm | Matière bague de serrage | Matière piètement | Matière crochets   | Charge maxi par crochet | Charge totale crochets |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ALT1874   | 2                  | 2000                 | inox                     | nylon             | polyamide sécurité | 4 kg                    | 8 kg                   |
| ALT1875   | 2                  | 2000                 | inox                     | nylon             | inox en U          | 3 kg                    | 6 kg                   |
| ALT1876   | 2                  | 2000                 | inox                     | nylon             | inox sécurité      | 3 kg                    | 6 kg                   |
| ALT1877   | 4                  | 2000                 | inox                     | nylon             | inox en U          | 3 kg                    | 10 kg                  |
| ALT1878   | 4                  | 2000                 | inox                     | nylon             | polyamide sécurité | 4 kg                    | 10 kg                  |
| ALT1879   | 4                  | 2000                 | inox                     | nylon             | inox sécurité      | 3 kg                    | 10 kg                  |
| ALT1892   | 2                  | 2000                 | inox                     | inox              | polyamide sécurité | 4 kg                    | 8 kg                   |
| ALT1894   | 4                  | 2000                 | inox                     | inox              | polyamide sécurité | 4 kg                    | 10 kg                  |
| ALT1895   | 2                  | 2000                 | inox                     | inox              | inox en U          | 3 kg                    | 6 kg                   |
| ALT1896   | 2                  | 2000                 | inox                     | inox              | inox sécurité      | 3 kg                    | 6 kg                   |
| ALT1897   | 4                  | 2000                 | inox                     | inox              | inox en U          | 6 kg                    | 10 kg                  |
| ALT1898   | 4                  | 2000                 | inox                     | inox              | inox sécurité      | 6 kg                    | 10 kg                  |

### ★ ACCESSOIRES / OPTIONS

| EMBASES  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Inox   | Nylon   | Aluminium   | Monobloc antibactérien   | Pousse seringues rallongé et alourdi  |
|  |  |  |  |  |

· Se reporter à la fiche « accessoires pour pieds à perfusion » ou nous consulter pour connaître toutes les options disponibles (piètement, socle acier chromé, bloc multiprises, ...)

| CONDITIONNEMENT  | DÉLAIS DE LIVRAISON                                  | GARANTIE |
|--|--|----------|
| Livré démonté (pied à visser, vis fournie).<br>Emballage en carton recyclable. | 1 à 3 semaines maximum<br>en fonction des quantités. | 1 an     |

