



## CHARIOT DE BLOC OPÉRATOIRE



### ✦ PRÉSENTATION

- Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304L • Finition : **polissage électrolytique par immersion.**
- Structure entièrement soudée et renforcée : tube inox rectangulaire 40 X 20 mm, épaisseur 1,5 mm.
  - Espace entre crochets : 345 mm
  - Roues nylon  $\varnothing$  100 mm pour tunnel de lavage.

RÉFÉRENCE	Nombre de paniers	Dimensions hors tout (mm) L x P x Hauteur
<b>Chariot simple face</b>		
ALTST3	3	550 x 535 x 1260
ALTST4	4	550 x 535 x 1610
<b>Chariot double face</b>		
ALTST40	4	550 x 850 x 900
ALTST60	6	550 x 850 x 1260
ALTST80	8	550 x 850 x 1610






## CHARIOT DE BLOC OPÉRATOIRE

### ✦ ACCESSOIRES


· Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304L · Finition : polissage électrolytique par immersion.



Supports à crochets



Étagères inox



Paniers inox



Supports boîtes à sutures



Consoles inox



Étagères inox pleines



Bacs à bec



Tiroirs basculants

- Étagères inox (simple plein ou en fil - double pleine - simple en fil).
- Consoles inox (inclinée - réversible plate ou à bords latéraux).
- Paniers inox (normalisés, système d'épingles en fil).
- Supports boîtes à sutures · Supports bacs à bec.
- Bacs à bec · Écritoires · Tiroirs plastiques basculants.
- Support à crochets · Bac de décontamination.
- Références et autres options : **nous consulter.**

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré chariot soudé avec roues montées. Emballage en carton recyclable.	3 semaines minimum en fonction des quantités demandées.	2 ans (roues non incluses)

