




TABLE DE CONDITIONNEMENT HAUTEUR VARIABLE



RÉFÉRENCE

ALTCHV2071DI100

PRÉSENTATION

- Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304L • Finition : satinée / brossée
- Structure soudée **renforcée** : tube inox carré 35 mm, épaisseur 2 mm.
- Hauteur réglable manuellement par manivelle de 760 mm à 1060 mm.
- Piétement : sur patins / roues nylon diamètre 125 mm dont 2 freins (à préciser à la commande).

RÉFÉRENCE	Nombre de plateaux	Dimensions en mm.	Charge admissible par plateaux en statique	Poids total du produit carton inclus
ALTCHV 1271	1	1200 x 700	80 kg	29 kg
ALTCHV 1272	2	1200 x 700	80 kg	36 kg
ALTCHV 1471	1	1400 x 700	80 kg	32 kg
ALTCHV 1472	2	1400 x 700	80 kg	48 kg
ALTCHV 1871	1	1800 x 700	80 kg	40 kg
ALTCHV 1872	2	1800 x 700	80 kg	58 kg
ALTCHV 2071	1	2000 x 700	80 kg	48 kg
ALTCHV 2072	2	2000 x 700	80 kg	60 kg





TABLE DE CONDITIONNEMENT HAUTEUR VARIABLE

✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Roues : nylon ϕ 150 mm / tout inox / antistatiques avec freins.
- Plateau en inox 18/10 AISI 304L épaisseur 1,5 mm.
- Plateau en résine Acrylique épaisseur 10 mm M1.
- Plateau inférieur en fil inox (FTC1252 : 1200x650mm / FCT1502 : 1500x650mm / FTC1802 : 1800x650mm).
- Pour consulter nos autres options, reportez-vous à la fiche produit « accessoires de stérilisation ».

✦ PORTIQUES À ACCESSOIRES POUR TABLE



RÉFÉRENCE	Caractéristiques	Dimensions en mm.	Capacité accessoires
ALTTC2	Simple face	600 x 850	2
ALTTCD4	Double faces	600 x 850	4
ALTTC3	Simple face	1450 x 850	3
ALTTCD6	Double faces	1450 x 850	6

✦ DOSSERET ARRIERE EN INOX OU RÉSINE HPL HAUTEUR 100 MM POUR TABLES

RÉFÉRENCE	Matière	Dimensions en mm.
ALTDI 100	Inox	Longueur 900 à 1200
ALTDI 1416	Inox	Longueur 1400 à 1600
ALTDI 1824	Inox	Longueur 1800 à 2400
ALT DR 100	Résine HPL	Longueur 900 à 1200
ALTDR 1416	Résine HPL	Longueur 1400 à 1600
ALTDR 1824	Résine HPL	Longueur 1800 à 2400

- Contactez-nous pour des réalisations sur mesure ! Longueur maximum 2800 mm x largeur 1200 mm.

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré soudé assemblé. Emballage en carton recyclable.	5 à 7 semaines maximum en fonction des quantités.	2 ans

